



Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

Trnavská cesta 8/A 820 05 | Bratislava 25 | P.O. BOX 93


Skrinky a držiaky pre AED



Obsah

Skrinky Aivia	3
Skrinky Arky	19
Skrinky Rotaid	23
Držiak Arky	24
Držiak Medtronic	25
Držiak Cardiaid	26
Držiak Cardiac Science	27

Skrinky AIVIA



Legenda:

1. Pri všetkých modeloch Aivia je rovnaké otváranie - oboma rukami uchopiť výrezy na prsty a potiahnuť k sebe.
2. Pri všetkých modeloch Aivia je rovnaký predný panel s vlastnými obrázkami.
3. Niektoré modely Aivia s číselníkom pre zadanie kódu.

Aivia 100

Použitie: Vnútorne



Štandardné vybavenie



Aivia 200

Použitie: vnútorné / vonkajšie



Štandardné vybavenie



Legenda:

1. Oboma rukami uchopiť výrezy na prsty a potiahnuť k sebe.

Aivia 200

Použitie: vnútorné / vonkajšie



1.

Štandardná výbava



Legenda:

1. Oboma rukami uchopiť výrezy na prsty a potiahnuť k sebe.

Aivia 210

Použitie: vonkajšie / núťorné



Štandardné vybavenie



Voliteľné vybavenie



Legenda:

1. AIVIA 230 má elektromechanicky zabezpečený otvárací mechanizmus, ktorý využíva číselný kód (4 čísel).
2. Po zadání kódu treba potvrdiť symbolom ✓ aby sa skrinka odomkla.
3. Oboma rukami uchopiť výrezy na prsty a potiahnuť k sebe.



Aivia 220

Použitie: vonkajšie / vnútorné



Štandardná výbava



Voliteľná výbava



Legenda:

1. Oboma rukami uchopiť výrezy na prsty a potiahnuť k sebe.

Aivia 230

Použitie: vonkajšie/vnútorne



Štandardné vybavenie



Voliteľné vybavenie



Legenda:

1. AIVIA 230 má elektromechanicky zabezpečený otvárací mechanizmus, ktorý využíva číselný kód (4 čísel).
2. Po zadání kódu treba potvrdiť symbolom √ aby sa skrinka odomkla.
3. Hands – free, vyžaduje SIM kartu.

Aivia 300

Použitie: vonkajšie / vnútorné



1.

Štandardné vybavenie



Voliteľné vybavenie



Legenda:

1. Oboma rukami uchopiť výrezy na prsty a potiahnuť k sebe.

Aivia 310

Použitie: vonkajšie / vnútorné



Štandardné vybavenie



Voliteľné vybavenie



Legenda:

1. AIVIA 310 má elektromechanicky zabezpečený otvárací mechanizmus, ktorý využíva číselný kód (4 čísel).
2. Po zadaní kódu treba potvrdiť symbolom ✓ aby sa skrinka odomkla.

Aivia 320

Použitie: vonkajšie / vnútorné



Štandardné vybavenie



Voliteľné vybavenie



Legenda:

1. Oboma rukami uchopiť výrezy na prsty a potiahnuť k sebe.



Aivia 330

Použitie: vonkajšie / vnútorné



Štandardné vybavenie



Voliteľné vybavenie



Aivia S

Použitie: Vnútorané



Bez akejkoľvek elektroniky.

Zoznamy vybavenia



Zvukový alarm

Spustí sa pri otvorení (od 70 do 50 dB vo vzdialenosti 1 m podľa modelu).



Sieťové napájanie

24 V DC, SELV (bezpečnostné mimoriadne nízke napätie).



Záložná batéria

Nabíjateľné na zabezpečenie životne dôležitých funkcií (otvorenie, telefonovanie).

Regulované kúrenie a vetranie

Udržiavanie pozitívnej teploty vo vnútri AED, ktorá je účinná až do -20 ° C.





Bezdrôtová komunikácia 3G / 4G

Umožňuje spoločnosti AIVIA bezdrôtovo komunikovať (karta SIM) so serverom AVIANet ako náhrada za ethernetové spojenie.



Osvetlenie a alarm

Osvetlenie detekciou. Lokálny vizuálny alarm, ktorý hlási anomálie.



Prevádzka

Trvalá kontrola indikátora stavu AED. Prenos varovaní a alarmov AIVIA.



Termálne sklo

Polykarbonátové dvere s povrchovou úpravou, ktorá zmierňuje skleníkový efekt. K dispozícii iba na modeloch monitorovania a IoT.



Čítačka štítkov RFID

Vysledovateľnosť operácií údržby.

Zabezpečené otvorenie

Otváranie číselným kódom alebo čítačkou štítkov RFID.



Kontrolná fotografia

Infračervený objektív, fotografuje sa pri otvorení skrinky a odstránení AED. Fotografie odoslané a uložené na AIVIANet.



Batéria Aivia 100

Napájané štyrmi dodanými batériami LR20 (pre funkciu osvetlenia a alarmu).





Telefón namontovaný na dverách

Hands-free analógový telefón.



GSM telefonovanie

Zahŕňa SIM kartu a predplatné u operátora, za ktorý zodpovedá zákazník.



VOIP

Hlasová komunikácia pomocou kompatibilného telefónneho štandardu.



Wifi

Bezdrôtová komunikácia.



Internet vecí

Sieť RLRWA (Long Range Wild Area).



Dĺžka života

36 mesiacov bez údržby.

Skrinky ARKY

Použitie: vnútorné



1.

Štandardné vybavenie



Legenda

1. Otvorenie skrinky

Použitie: vonkajšie



1.

2.

Štandardné vybavenie



Legenda

1. Môže byť uzamknutá visiacim / kódovým zámkom
2. Klipsové otváranie

Použitie: vonkajšie



1.

Štandardné vybavenie





2.

Legenda

1. Číselník pre zadanie kódu, po zadaní potvrd' tlačidlom OK
2. Po správnom zadaní číselného kódu sa skrinka sama vysunie smerom nadol

Skrinky ROTAIID



IP56
Krytie



IK10
Ochrana proti
nárazu



-20 stupňov
Celzia
Ochrana proti
mrazu



Dvojitá
ochrana proti
UV žiareniu



Ochrana proti
slanej hmle



Bezpečná
prevádzka 24
voltov



V súlade s
GDPR



V súlade s
MDR

Otvorenie v smere šípok



Držiak ARKY





Držiak MEDTRONIC



Držiak pre Lifepak CR Plus

Držiaky CARDIAID





Držiak CARDIAC SCIENCE



Držiak pre Powerheart G3