



Operačné stredisko záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Trnavská cesta 8/A 820 05 | Bratislava 25 | P.O. BOX 93



Technický list

| | Amoul i3, i5 www.en.amoulmed.com | Aselsan Heartline www.aselsan.com | Beneheart C1A, C2 www.mindray.com | BeneHeart D1 www.mindray.com | Cardi Aid www.cardiaid.com | CardioAid-1 www.innomed.hu |
|---------------------------------------|---|--|--|---|--|--|
| <i>Verzia</i> | Poloautomatický | Plneautomatický/ poloautomatický | Plneautomatický/ poloautomatický | Poloautomatický | Plneautomatický/ poloautomatický | Poloautomatický |
| <i>Zapnutie</i> | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off | Otvorením veka | Tlačidlo On/Off | Otvorením veka | Otvorením veka |
| <i>Indikátor pripravenosti/symbol</i> | Svetelná dióda | Svetelná dióda | Svetelná dióda | Svetelná dióda | Svetelná dióda | Svetelná dióda |
| <i>Jazyk/Dvojjazyčný</i> | Český/- | Slovenský/- | Český/Anglický | Český/- | Slovenský/- | Slovenský/- |
| <i>Elektródy/rok</i> | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| <i>Detský režim</i> | Nie | Nie | Áno | Áno | Nie | Nie |
| <i>Batéria rok/šok/monitoring</i> | 5/200schock/4 hod | 5/200schock/12 hod | 3/300schock/5 hod | 3/300schock/8 hod | 4/210schock/20 hod | 4/400schock/20 hod |
| <i>Max. energia</i> | 200J | 200J | 360J | 360J | 270J | 360J |
| <i>Záruka</i> | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| <i>Váha kg (vrátane batérie)</i> | 2,5 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3 | 2,4 |
| <i>Rozmery</i> | 21,7x28,9x9,1 cm | 28,8x21,4x10,3 cm | 28,6x21x7,8 cm | 28,8x21,1x7,95 cm | 30,1x30,4x11,2 cm | 21,9x27,5x7,8 cm |



Operačné stredisko záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Trnavská cesta 8/A 820 05 | Bratislava 25 | P.O. BOX 93



Technický list


| | Corpuls AED www.corpuls.world | DefiSign www.defisign.com | LifeLine AED www.defibtech.com | LifeLine View AED www.defibtech.com | Defi 5s, Defi 5s Pro www.meditech.com.cn | Geo Saver www.amitalia.com |
|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| <i>Verzia</i> | Pneautomatický/ poloautomatický | Poloautomatický | Pneautomatický/ poloautomatický | Poloautomatický | Poloautomatický | Pneautomatický/ poloautomatický |
| <i>Zapnutie</i> | Tlačidlo On/Off | Otvorenie veka | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off |
| <i>Indikátor pripravenosti/symbol</i> | ✓ | Svetelná dióda | Svetelná dióda | Svetelná dióda | Svetelná dióda | Svetelná dióda |
| <i>Jazyk/Dvojjazyčný</i> | Slovenský/- | Český/- | Český/- | Český/ANJ, NEJ | Slovenský/- | Slovenský/- |
| <i>Elektródy/rok</i> | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| <i>Detský režim</i> | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie |
| <i>Batéria rok/šok/monitoring</i> | 5/219schock/15hod | 6/140schock/2 hod | 7/300schock/16 hod | 4/125schock/8 hod | 5/?/60 hod | 4/160schock/24 hod |
| <i>Max. energia</i> | 200J | 200J | 360J | 360J | 200J | 360J |
| <i>Záruka</i> | 2 | 10 | 8 | 8 | ? | 6 |
| <i>Váha kg (vrátane batérie)</i> | 1,9 | 2,5 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 2,85 |
| <i>Rozmery</i> | 25,4x21,9x5,9 cm | 31 x 25,5 x 10 cm | 18,5x24x5,8cm | 18,5x24x5,8cm | 30x24x8cm | 29,5x23x11,5cm |



Operativné stredisko záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Trnavská cesta 8/A 820 05 | Bratislava 25 | P.O. BOX 93



Technický list

| | Geo Saver D a P www.amitalia.com | HeartSine350,450,500P www.heartsine.com | HeartSine 360P www.heartsine.com | HeartStart FRx www.usa.philips.com | I.on, I.on PRO www.instramed.com.br | iPAD CU-SP1 www.cu-europe.com |
|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| <i>Verzia</i> | Polautomatický | Poloautomatický | Poloautomatický | Poloautomatický | Poloautomatický | Pneautomatický/ poloautomatický |
| <i>Zapnutie</i> | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off |
| <i>Indikátor pripravenosti/symbol</i> | Svetelná dióda | Svetelná dióda | Svetelná dióda | Svetelná dióda | Svetelná dióda |  |
| <i>Jazyk/Dvojjačičný</i> | Slovenský/- | Český/ | Český/ | Český/- | Slovenský/- | Slovenský/- |
| <i>Elektródy/rok</i> | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2,5 |
| <i>Detský režim</i> | Nie | Nie | Nie | Áno kľúč | Nie | Áno |
| <i>Batéria rok/šok/monitoring</i> | 4/160schock/24 hod | 4/60schock/6 hod | 4/60schock/6 hod | 4/200schock/4 hod | 5/300schock/15 hod | 5/200schock/3 hod |
| <i>Max. energia</i> | 360J | 200J | 200J | 200J | 360J | 150J |
| <i>Záruka</i> | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 |
| <i>Váha kg (vrátane batérie)</i> | 2,85 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,4 |
| <i>Rozmery</i> | 29,5x23x11,5cm | 20x18,4x4,8cm | 20x18,4x4,8cm | 6x22x18cm | 22,5x22,5x6,9cm | 26x25,6x6,95cm |



Operativno središče záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Trnavská cesta 8/A 820 05 | Bratislava 25 | P.O. BOX 93



Technický list

| | iPAD CU-SP2 www.cu-europe.com | iPAD NF 1200 www.cu-europe.com | Lifepak 1000 www.stryker.com | Lifepak CR Plus www.stryker.com | Lifepak CR 2 www.stryker.com | LifePoint Pro www.metsismedikal.com |
|---|---|--|--|---|--|---|
| <i>Verzia</i> | Poloautomatický | Poloautomatický | Poloautomatický | Pneautomatický/ poloautomatický | Poloautomatický | Poloautomatický |
| <i>Zapnutie</i> | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off | Otvorením veka cez tlačidlo On/Off | Otvorením veka | Tlačidlo On/Off |
| <i>Indikátor pripravenosti/symbol</i> | ? | Svetelná dióda | OK | OK | Svetelná dióda | tzv. Magické oko |
| <i>Jazyk/Dvojjažičný</i> | Slovenský/- | Slovenský/- | Slovenský/- | Slovenský/- | Slovenský /- | Slovenský/- |
| <i>Elektródy/rok</i> | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| <i>Detský režim</i> | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie |
| <i>Batéria rok/šok/monitoring</i> | 5/200schock/17 hod | 5/120schock/4 hod | 5/440schock/17 hod | 2/30schock/3,5 hod | 4/166 schock/13 hod | 5/100schock/10 hod |
| <i>Max. energia</i> | 200J | 200J | 360J | 360J | 360J | 200J |
| <i>Záruka</i> | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 |
| <i>Váha kg (vrátane batérie)</i> | 2,4 | 2,2 | 3,2 | 2 | 2 | 1,73 |
| <i>Rozmery</i> | 26x25,6x6,95cm | 22x28,1x8,2cm | 8,7x23,4x27,7cm | 10,7x20,3x24,1 cm | 9,7x22,6x27,4 cm | 9,5x27x24 cm |



Operačné stredisko záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Trnavská cesta 8/A 820 05 | Bratislava 25 | P.O. BOX 93



Technický list

| | Mediana A15 www.medianadefib.co.uk | ME PAD www.medical-econet.com | PowerheartG3, G3Pro www.zoll.com | Powerheart G5 www.zoll.com | HeartSave AED, PAD, AS, AED-M, www.primedic.com | Reanibex 100 www.bexen.com |
|---------------------------------------|--|---|--|--|---|---|
| <i>Verzia</i> | Poloautomatický | Poloautomatický | Plneautomatický/ poloautomatický | Plneautomatický/ poloautomatický | Poloautomatický | Plneautomatický/ poloautomatický |
| <i>Zapnutie</i> | Otvorenie veka | Tlačidlo On/Off | Otvorením veka | Otvorením veka | Otvorením veka | Otvorenie veka |
| <i>Indikátor pripravenosti/symbol</i> | | | tzv. Magické oko | tzv. Magické oko | Svetelná dióda | Svetelná dióda |
| <i>Jazyk/Dvojjačičný</i> | Slovenský/- | Slovenský/- | Slovenský/- | Slovenský / Anglický | Slovenský/- | Slovenský/- |
| <i>Elektródy/rok</i> | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| <i>Detský režim</i> | Áno | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno |
| <i>Batéria rok/šok/monitoring</i> | 5/200schock/10hod | 5/200schock/15 hod | 4/290schock/1 hod | 4/500schock/1,5 hod | 6/200schock/5 hod | 5/300/35 hod |
| <i>Max. energia</i> | 200J | | 351J | 354J | 360J | 200J |
| <i>Záruka</i> | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 |
| <i>Váha kg (vrátane batérie)</i> | 2,65 | 2,4 | 3,1 | 2,6 | 4,5 | 2,1 |
| <i>Rozmery</i> | 29,4x24x9,5 cm | 26x25,9x6,95 cm | 8x31x27cm | 9x23x30cm | 26x26x8,5cm | 21,7x28,5x9,6cm |



Operativno središče záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Trnavská cesta 8/A 820 05 | Bratislava 25 | P.O. BOX 93



Technický list

| | Rescue SaM www.progettimedical.com | Rescue SaM 4.0 www.progettimedical.com | Saver One www.amiitalia.com | Smarty Saver www.amiitalia.com | Schiller Fred Easy www.defi.de | Schiller Fred Easy www.defi.de |
|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---|
| <i>Verzia</i> | Poloautomatický | Poloautomatický | Plne automatický/ poloautomatický | Plne automatický/ Poloautomatický | Poloautomatický | Poloautomatický |
| <i>Zapnutie</i> | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off |
| <i>Indikátor pripravenosti/symbol</i> | Svetelná dióda | – | Svetelná dióda | Svetelná dióda | Svetelná dióda | Svetelná dióda |
| <i>Jazyk/Dvojjazyčný</i> | Slovenský/- | Slovenský/- | Slovenský/- | Slovenský/- | Slovenský/- | Slovenský/- |
| <i>Elektródy/rok</i> | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| <i>Detský režim</i> | Nie | Nie | Nie | Áno | Nie | Nie |
| <i>Batéria rok/šok/monitoring</i> | 4/200/1 hod | 5/200/1 hod | 4/200schock/35 hod | 3/200schock/36 hod | 5/180schock/6,5 hod | 5/60schock/2 hod |
| <i>Max. energia</i> | 200J | 200J | 360J | 200J | 150J | 150J |
| <i>Záruka</i> | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| <i>Váha kg (vrátane batérie)</i> | 2,2 | 2,2 | 1,95 | 1,56 | 1,5 | 1,5 |
| <i>Rozmery</i> | 29x28x9cm | 25x26x8cm | 26,5x21,5x7,5 cm | 20x21,3x7,1 cm | 22x23x7 cm | 13,3x12,6x3,5 cm |



Operačné stredisko záchranej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Trnavská cesta 8/A 820 05 | Bratislava 25 | P.O. BOX 93



Technický list

| | Schiller Fred PA-1 www.schiller.ch | Teletunken www.weinmann-emergencv.com | Weinmann Meducore Easy | Zoll AED Plus www.zoll.com | Zoll AED 3 www.zoll.com | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|---|--|
| <i>Verzia</i> | Plne automatický/ Poloautomatický | Plne automatický/ Poloautomatický | Poloautomatický | Plne automatický/ poloautomatický | Poloautomatický | |
| <i>Zapnutie</i> | Otvorením veka | Tlačidlo On/Off | Otvorením veka | Tlačidlo On/Off | Tlačidlo On/Off | |
| <i>Indikátor pripravenosti/symbol</i> | Svetelná dióda | Svetelná dióda | Svetelná dióda | √ | √ | |
| <i>Jazyk/Dvojjazyčný</i> | Slovenský/- | Slovenský/- | Slovenský/- | Český aj Slovenský/- | Slovenský/- | |
| <i>Elektródy/rok</i> | 2 | 3 | 2,5 | 5 | 5 | |
| <i>Detský režim</i> | Nie | Nie | Mie | Nie | Áno | |
| <i>Batéria rok/šok/monitoring</i> | 4/140schock/2hod | 3/200schock/20hod | 4/100schock/9 hod | 5/300schock/13hod | 5/140schock/6 hod | |
| <i>Max. energia</i> | 200J | 298J | 200J | 200J | 200J | |
| <i>Záruka</i> | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | |
| <i>Váha kg (vrátane batérie)</i> | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | |
| <i>Rozmery</i> | 31x25,5x10 cm | 22x27,5x8,5cm | 9x24x24cm | 13,3x24,1x29,2cm | 12,7x23,6x24,7cm | |







